



KOS

Detergente igienizzante universale idroalcolico

Generalità

Detergente igienizzante universale rapido pronto all'uso a base alcolica per tutte le superfici lavabili.

Ideale per la manutenzione e l'igienizzazione giornaliera di tutte le superfici e attrezzature soggette a frequente contatto con le mani in uffici, sale da bagno, cucine, ambienti ospedalieri e HACCP, mezzi di trasporto pubblico.

Rimuove olii, grassi, inchiostri, ditate.

Essicca velocemente senza lasciare residui e aloni e senza bisogno di risciacquo e lascia le superfici lucide e brillanti.

Rinfresca e deodora l'ambiente.

Contiene didecildimetilammoniocloruro, agente igienizzante a largo spettro di azione.

Campi di applicazione

KOS sostituisce l'alcool negli interventi di pulizia giornaliera in uffici, scuole, hotels, ospedali, case di riposo e di cura, ambienti HACCP di comunità, ristoranti e mense, esercizi per la preparazione e la distribuzione di alimenti, industrie alimentari e lattiero-casearie.

KOS è utilizzato su:

scrivanie, mobili, tavoli, sedie, video e tastiere computer, telefoni, maniglie, pulsantiere, porte, pareti, piani di lavoro, lavelli, articoli sanitari, frigoriferi, attrezzature, macchinari, dispense, scaffalature, bidoni rifiuti, imballaggi e cartoni.

KOS non intacca le superfici e può essere utilizzato su superfici smaltate, cromate e zincate, marmi, plastica, acciaio, ceramica, alluminio, vetro, materiali tessili, legno, cartone.

PRINCIPIO ATTIVO D.D.A.C.

ASCIUGA RAPIDAMENTE

ADATTO PER HACCP

Modalità d'impiego

Pulizia e igienizzazione di mobili e arredi: spruzzare direttamente sulla superficie e strofinare con panno o carta fino a completa rimozione dello sporco e asciugatura.

Per ridurre i tempi di lavorazione o per l'utilizzo su superfici sensibili all'acqua spruzzare su panno o carta e strofinare sulla superficie.

Non richiede risciacquo.

Non usare su policarbonato trasparente e su plastiche sensibili ai solventi.

KOS

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	alcooli, solventi idrosolubili, Sali di ammonio quaternario, tensioattivi non ionici, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosso
PROFUMO	fiorito
PESO SPECIFICO	0,97
ATTIVO	23 %
pH tal quale	10 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Attenzione: liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



12 flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori

